

jota



SWISS dentistry



Hartmetall

Aus hochverdichtetem
Feinkorn-Hartmetall

Individuell für jede
Indikation



Typen und Anwendungen der Hartmetallinstrumente

Kavitäten Präparation



Rund & Birne

- › Exkavation von Kavitäten oder existierenden Restaurationen
- › S- oder Q-Schneiden für geringe Vibrationen



Umgekehrter Kegel

- › Mit scharfem Kegel
- › Ideal zur Schaffung mechanischer Retentionen



C1



C1S



CQ1



CQ1L



C7



C7L



C2

Amalgamentferner



- › Scharfe Kanten & Stirnschneiden
- › Feine Querhiebverzahnung für schnelles und präzises Schleifen



C36R



C31A

Finierer



- › Finieren von Kompositrestaurationen
- › Oberflächenfinieren nach Kronenpräparation



Kein Farbcode

Standart

8-12 Schneiden



Gelber Farbcode

Fein

16-20 Schneiden



Weisser Farbcode

Ultra Fein

30 Schneiden



C44E



C46



C48L



C132



C133



C134



C135



C212L



C244K



C245



C245K



C246



C247



C274



C375R



C379



Fissuren Bohrer



Zylindrisch

- › Schaffung paralleler Wände
- › Entfernung bestehender Restaurationen
- › Anpassung natürlicher Zahnstrukturen
- › Querschnittversionen mit verbesserter Schneidleistung

Konisch

- › Schaffung divergenter Präparationswänden für indirekte Restaurationen
- › Entfernung von Kunststofffüllungen
- › Anpassung natürlicher Zahnstrukturen
- › Querschnittversionen mit verbesserter Schneidleistung



C21



C21L



C21R



C31



C31R



UNC245



C23



C23L



C23R



C33



C33L

Kronentrenner



- › Zum Schneiden durch Metallkeramikronen



C17



C18R



CX21



CX21R



TCX21R



CX23



CX23R



TCX23R



C31EF



Hygiene



- › Präzise & schnittfreudige Verzahnung
- › Ruhiger, vibrationsfreier Rundlauf
- › Funktionsgerechte Formen
 - › Lange Lebensdauer
- › Maximale Härte bei hoher Elastizität



Hartmetall

Die JOTA Hartmetallinstrumente werden aus hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall hergestellt und überzeugen durch ihre anwendungsgerechte Dimensionierung und die optimale Rundlaufgenauigkeit.

Dank der hohen Fertigungspräzision ist eine schnittfreudige Verzahnung gewährleistet. Die stabilen, funktionsgerechten Konstruktionen garantieren eine maximale Härte mit genügender Elastizität der Instrumente. Die lange Lebensdauer spricht für die hohe Qualität. Das umfangreiche Formensortiment gewährt ideale Auswahl. Der ruhige, vibrationsfreie Rundlauf ermöglicht eine präzisere Anwendung der Instrumente sowie eine Schonung der Hand- und Winkelstücke.

Langjährige Praxiserfahrung

Die JOTA Hartmetallinstrumente haben sich bereits seit Jahrzehnten bewährt. Praktiker sind begeistert von ihrer Qualität und Langlebigkeit.

JOTA-Händler:

108002.5950.0162 - 05/2019