

jota product line
VIPER HARTMETALL INSTRUMENTE

Schafft auch härtestes Material!

- › Einstück-Hartmetall – deutlich reduzierte Bruchgefahr
- › Bestens zur Bearbeitung von Titan und Chromkobalt geeignet
- › Einzigartige Schneidezahn-Geometrie - höchste Schneidleistung
- › Reduziert die Präparations- und Behandlungszeit
- › Höchste vibrationsarme Rundlaufgenauigkeit
- › Unübertroffene Lebensdauer



jota product line VIPER HARTMETALL INSTRUMENTE

RRC7.FG.008	
RRC31R.FG.012	
RRC31.FG.010	
RRC245.FG.009	
CBP847.FG.016	
CBP379.FG.023	
CBP856.FG.016	
CBP856.FG.018	

Die Hartmetallinstrumente aus einem Stück gefertigt und mit einer einzigartigen Schneidekantengeometrie bringen sie 2 bis 3mal schneller als vergleichbare Diamanten oder Hartmetallbohrer ihr gewünschtes Ziel.

Anwendung:

- › Okklusale, Labiale Reduktion & Schulterpräparation
- › Kronenentfernung (VMK = Verbund-Metall-Keramik)
- › Entfernung von Amalgam, Gold, Keramik und Schmelz

CBP Serie:

- › Längerer Arbeitsteil und grösserer Durchmesser als RRC-Serie
- › Formen entsprechen den gängigsten diamantierten Präparationsinstrumenten
- › optimal für Hohlkehl- und Stufenpräparation
- › sehr gut geeignet zur Titanbearbeitung mittels Laborturbine im Zahntechnische Labor!

In der Praxis:



CBP 847 zur Stufenpräparation




Okklusale/Linguale Reduktion



CBP 856 zur Hohlkehlpräparation



Problemlose Durchtrennung der Keramik bei geringem Druck



Durchtrennt Metall ohne grossen Kraftaufwand



Optimal zur Bearbeitung von Titan und harten Legierungen im Labor

JOTA-Händler

108002.5950.0227 - 08/2011